

ProTaper Ultimate™

Połączenie najnowszej generacji pilników ProTaper, udoskonalonej dezynfekcji i dedykowanych produktów do obturacji, które razem zapewniają nieograniczoną efektywność procedury klinicznej.

Kształtowanie

STANDARD

Slider 016.002v



Shaper 020.004v



F1 020.007v



F2 025.008v



F3 030.009v



TYLKO DO WIĘKSZYCH I PROSZYCH KANAŁÓW

Slider 016.002v



FX 035.012v



FXL 050.010v



Oczyszczanie



SmartLite® Pro EndoActivator®

Już wkrótce



Igła do irygacji

Obturacja


Sączki papierowe



Uszczelniacz bioceramiczny AH Plus®



Ćwieki gutaperkowe Conform Fit®



MAILLEFER

ProTaper Ultimate™

Informacje o produktach

Pilniki maszynowe ProTaper Ultimate™

SX	19 mm	B ST PULR 619 OSX	x6
Slider	21 mm	B ST PULR 321 OSL	x3
	25 mm	B ST PULR 325 OSL	x3
	31 mm	B ST PULR 331 OSL	x3
	21 mm	B ST PULR 621 OSL	x6
	25 mm	B ST PULR 625 OSL	x6
	31 mm	B ST PULR 631 OSL	x6
Shaper	21 mm	B ST PULR 321 OSH	x3
	25 mm	B ST PULR 325 OSH	x3
	31 mm	B ST PULR 331 OSH	x3
	21 mm	B ST PULR 621 OSH	x6
	25 mm	B ST PULR 625 OSH	x6
	31 mm	B ST PULR 631 OSH	x6
F1	21 mm	B ST PULR 321 OF1	x3
	25 mm	B ST PULR 325 OF1	x3
	31 mm	B ST PULR 331 OF1	x3
	21 mm	B ST PULR 621 OF1	x6
	25 mm	B ST PULR 625 OF1	x6
	31 mm	B ST PULR 631 OF1	x6
F2	21 mm	B ST PULR 321 OF2	x3
	25 mm	B ST PULR 325 OF2	x3
	31 mm	B ST PULR 331 OF2	x3
	21 mm	B ST PULR 621 OF2	x6
	25 mm	B ST PULR 625 OF2	x6
	31 mm	B ST PULR 631 OF2	x6
F3	21 mm	B ST PULR 321 OF3	x3
	25 mm	B ST PULR 325 OF3	x3
	31 mm	B ST PULR 331 OF3	x3
	21 mm	B ST PULR 621 OF3	x6
	25 mm	B ST PULR 625 OF3	x6
	31 mm	B ST PULR 631 OF3	x6
FX	21 mm	B ST PULR 621 OFX	x6
	25 mm	B ST PULR 625 OFX	x6
	31 mm	B ST PULR 631 OFX	x6
FXL	21 mm	B ST PULR 621 FXL	x6
	25 mm	B ST PULR 625 FXL	x6
	31 mm	B ST PULR 631 FXL	x6

OPAKOWANIA PILNIKÓW - ASORTYMENT

Slider,	21 mm	B ST PULR 521 SQE	x5
Shaper,	25 mm	B ST PULR 525 SQE	x5
F1, F2, F3	31 mm	B ST PULR 531 SQE	x5

Pilniki ręczne ProTaper Ultimate™

SX	19 mm	B ST PULH 619 OSX	x6
Slider	21 mm	B ST PULH 621 OSL	x6
	25 mm	B ST PULH 625 OSL	x6
	31 mm	B ST PULH 631 OSL	x6
Shaper	21 mm	B ST PULH 621 OSH	x6
	25 mm	B ST PULH 625 OSH	x6
	31 mm	B ST PULH 631 OSH	x6
F1	21 mm	B ST PULH 621 OF1	x6
	25 mm	B ST PULH 625 OF1	x6
	31 mm	B ST PULH 631 OF1	x6
F2	21 mm	B ST PULH 621 OF2	x6
	25 mm	B ST PULH 625 OF2	x6
	31 mm	B ST PULH 631 OF2	x6
F3	21 mm	B ST PULH 621 OF3	x6
	25 mm	B ST PULH 625 OF3	x6
	31 mm	B ST PULH 631 OF3	x6
FX	21 mm	B ST PULH 621 OFX	x6
	25 mm	B ST PULH 625 OFX	x6
	31 mm	B ST PULH 631 OFX	x6
FXL	21 mm	B ST PULH 621 FXL	x6
	25 mm	B ST PULH 625 FXL	x6
	31 mm	B ST PULH 631 FXL	x6

OPAKOWANIA PILNIKÓW - ASORTYMENT

Slider,	21 mm	B ST PULH 521 SQE	x5
Shaper,	25 mm	B ST PULH 525 SQE	x5
F1, F2, F3	31 mm	B ST PULH 531 SQE	x5

ProTaper Ultimate™
Ćwieki gutaperkowe Conform Fit®

Opakowanie 60 ćwieków gutaperkowych

F1	B NS PULG FGP OF1
F2	B NS PULG FGP OF2
F3	B NS PULG FGP OF3
FX	B NS PULG FGP OFX
FXL	B NS PULG FGP FXL
ASORTYMENT	
F1-F3	B NS PULG FGP AST
	12x-F1, 24x-F2, 24x-F3

Sączki papierowe ProTaper Ultimate™

Opakowanie 180 sączków papierowych

F1	B ST PULP MPP OF1
F2	B ST PULP MPP OF2
F3	B ST PULP MPP OF3
FX	B ST PULP MPP OFX
FXL	B ST PULP MPP FXL
ASORTYMENT	
F1-F3	B ST PULP MPP AST
	30x-F1, 90x-F2, 60x-F3

Uszczelniacz bioceramiczny AH Plus®



Zestaw startowy	B KT AHBS 000 000
Strzykawka - uzupełnienie	B 00 AHBS 100 03G
Kaniula - uzupełnienie	B 00 AHBS 020 24G

Igła do irygacji



x5	B NS DSIN 522 30G
x40	B NS DSIN D22 30G

ROW: Modyfikacje technologiczne produktów nie są objęte obowiązkiem powiadomienia. Złajcia produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty. © 2021 Dentsply Sirona Inc. Tylko na podstawie recepty. INL / B EN PTUL BRC 000 / 00 / 2021 - utworzono 07/2021

	MA	EC REP	CE
Pilniki	Maillefer Instruments Holding Sàrl Chemin du Verger 3, CH-1338 Ballaigues	Dentsply DeTrey GmbH De-Trey-Straße 1, D-78467, Konstanz	2797
Ćwieki gutaperkowe i sączki papierowe	Dentsply Tulsa Dental Specialties 608 Rolling Hills Drive, Johnson City, TN 37604	Dentsply DeTrey GmbH De-Trey-Straße 1, D-78467, Konstanz	2797
Igła do irygacji	Produits Dentaires SA, Rue des Bosquets 18, CH-1800 Vevey	PD Dental EU 74200 Thonon-les-Bains, France	1639
Uszczelniacz bioceramiczny AH Plus®	Maruchi, 2-208, Medical Industry Complex Bldg., 42-10, Taejjanggongdan-gil, Wonju-si, Gangwon-do, KR-26311	Biogeri Am Pfeilshof 12, DE-22303 Hamburg	0197

Dentsply Sirona

MAILLEFER

ProTaper Ultimate™

Nieograniczone możliwości

dentsplysirona.com/protaperultimate
#endopassion

PART OF A

Dental Solution

Dentsply Sirona

Kształtowanie

1 Sekwencja Slider-Shaper-Finishers do każdej anatomii kanału

Deep Shape
by

Pilnik do gładkiej ścieżki
Slider



W większości przypadków można go użyć bezpośrednio do **utworzenia gładkiej ścieżki***



Pilnik do kształtowania
Shaper



Udoskonalona efektywność cięcia i odprowadzenie opiłków z części koronowej




Pilniki do opracowania końcowego
Finishers



W części wierzchołkowej zapewnia **elastyczność pozwalającą opracować kanały o najtrudniejszej anatomii** bez separacji i efektu rozkręcania narzędzia



Czym się wyróżniamy



60% szybciej niż Komet F360 and Brasseler EndoSequence® CM
130% szybciej niż EdgeEndo® EdgeTaper Platinum™

* Na podstawie oceny użytkowników.


Oczyszczanie

Większa o **25%** wydajność oczyszczania w porównaniu z płukaniem nieaktywowanym podchlorynem sodu*


Igła do irygacji



Igła do irygacji **z łatwością zakrzywia się i wygina**, zapewniając wydajne oczyszczanie i dezynfekcję aż po wierzchołek




EndoActivator




Aktywowany płyn pozwala na dogłębne oczyszczanie i dezynfekcję, co ułatwia obturację i osiągnięcie długotrwałego sukcesu leczenia



Czym się wyróżniamy



Porównanie uśrednionych wyników dla poddanych obturacji kanałów bocznych



EndoActivator® zapewnia **lepszą obturację kanałów dodatkowych i bocznych** oraz ogranicza ilość pozostających opiłków**


* Dotyczy tylko produktu EndoActivator®

** ilościowa i jakościowa analiza wpływu wykorzystania systemów ultradźwiękowych i endodontycznych na stopień oczyszczenia kanału i obturację Valerie Kanter, DMD, Emily Weldon, DMD, Uma Nair, DMD, MDS, Claudio Varella, DDS, MS, Keith Kanter, DDS, Kenneth Anusavice, PhD, and Roberta Pileggi, DDS, MS, Gainesville, FL UNIVERSITY OF FLORIDA. (Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011;112:809-813)

Obturacja

Doskonała obturacja w **100%**

Uszczelniacz bioceramiczny




Biozgodność bez stymulacji tkanek przyzębia




Ćwieki gutaperkowe **Conform Fit®**



Oszczędność materiałów i czasu już pierwszy ćwiek idealnie dopasowany do kanału



Czym się wyróżniamy



¹ W 28 przygotowanych kanałach testowych

² 28 wybranych losowo ćwieków